

MOBILITÄTSHILFEN

rahm
Zentrum für Gesundheit



Ihr Scooter-Ratgeber

... so finden Sie den Richtigen

www.rahm.de

A photograph of an elderly man with white hair and glasses, wearing a blue shirt over a red t-shirt, riding a red and black motorized scooter. Next to him, a young boy with dark hair, wearing a white shirt and red shorts, is riding a black kick scooter. They are on a paved promenade with a beach and city buildings in the background.

Die richtige Auswahl treffen

Worauf Sie beim Scooter-Kauf achten sollten

Der richtige Scooter

WIR MACHEN SIE MOBIL ...

Dazu gibt **rahm** Zentrum für Gesundheit eine erhebliche Hilfestellung. Als Ihr kompetentes Scooter-Zentrum bieten wir Ihnen ein weitreichendes Angebot vom günstigen Einstiegsmodell bis hin zum Premium-Scooter. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Leben weiterhin aktiv und selbstständig zu gestalten. Für ein entspanntes Fahrvergnügen freuen wir uns, Sie auf eine Probefahrt einzuladen.

Ein Scooter verleiht Ihnen Mobilität und vergrößert Ihren persönlichen Aktionsradius enorm. Er kann Ihnen im Alltag zu mehr Eigenständigkeit verhelfen und so Ihre Lebensqualität verbessern. Ein Scooter ist, je nach Modell und Ausstattung, aber auch mit Anschaffungs- und Unterhaltungskosten verbunden, sodass ein Kauf gut durchdacht werden sollte. Wir bei **rahm** möchten Ihnen dabei helfen, das für Ihre Zwecke passende Elektromobil auszuwählen und beraten Sie gerne, auch bezüglich einer Bezuschussung oder Kostenübernahme durch die Krankenkasse - natürlich ganz unverbindlich.

Die richtige Auswahl treffen

Wie und Wo

möchten Sie Ihren Scooter nutzen?

Die erste Frage ist: Soll der Scooter nur im Innenbereich oder auch draußen genutzt werden?

Falls Sie den Scooter nur im Indoor-Bereich nutzen möchten, ist ein Mini-Scooter, wie das Modell "Colibri" das Richtige für Sie. Mit diesen Mini-Scootern können Sie sich in Gebäuden wie Einkaufszentren sicher fortbewegen, denn sie zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, einen geringen Wendekreis und leichte Manövrierbarkeit aus.

Wie schnell darf es denn sein?

6, 10, 12 oder 15 km/h ?

Die Geschwindigkeit eines Scooters lässt sich stufenlos regeln. Bei fast allen Modellen können Sie über einen Drehschalter auch die Höchstgeschwindigkeit festlegen. Die Höchstgeschwindigkeit ist abhängig von der Motorleistung.

Hier müssen Sie sich entscheiden:

Wenn Ihnen gemütliche 6 km/h ausreichen, haben Sie den Vorteil, dass Sie Ihr 6-km/h-Modell ohne Anmeldung und ohne Nummernschild auf dem Gehweg bewegen dürfen.

Ab 10 km/h benötigen Sie ein kleines Nummernschild (vergleichbar mit einem grünen "Mofa-Nummernschild").



Die richtige Auswahl treffen



Flaches oder bergiges Gelände?

Auch die Frage nach der Beschaffenheit des Ortes, an dem Sie den Scooter hauptsächlich nutzen möchten, ist wichtig.

Eine Bergfahrt beansprucht den Elektromotor eines Scooters beispielsweise deutlich stärker, als eine Flachlandstrecke, weshalb bei Steigungen auch die Watt-Stärke des Motors entscheidend ist.

Für häufige Bergfahrten empfehlen sich die rahmobi 1 oder 2 mit ihren kraftvollen Motoren.

Kurzstrecke oder Marathonläufer?

Je nachdem, welche Strecken Sie mit Ihrem Scooter zurücklegen möchten, kommen unterschiedliche Modelle in Frage. Falls Sie Ihr Elektromobil für kurze Strecken z. B. zum Einkaufen benötigen, genügt ein Mini-Scooter. Die Reichweite dieser wenigen Modelle beträgt bis zu 20 km.

Für Strecken bis zu 40 km empfiehlt sich ein Komfort-Scooter. Neben einer höheren Reichweite, verfügen diese Elektromobile auch über eine komfortable Federung, einen bequemen Sitz und eine komplette Blink- und Lichtanlage. Für diejenigen, die besonders lange Strecken zurücklegen möchten, eignet sich ein „kleiner Marathonläufer“ der Premium-Reihe mit einer zuverlässigen Reichweite von bis zu 55 km.



Möchten Sie Ihren Scooter im Auto transportieren?

Wenn Sie Ihr Elektromobil regelmäßig im Auto transportieren möchten, sollten Sie sich für einen kleinen, zerlegbaren Scooter entscheiden. Diese Elektrofahrzeuge lassen sich mit wenigen Handgriffen in handliche Teile zerlegen, die max. 16 - 17 kg wiegen. Bei den meisten faltbaren Elektromobilen lässt sich die Lenksäule flach abklappen, wodurch sich das Fahrzeug in fast jedem Kofferraum verstauen lässt. Die Abbildung zeigt, wie platzsparend ein Mini-Scooter (hier das Modell COLIBRI) zerlegt werden kann.



Möchten Sie mit Ihrem Scooter ÖPNV nutzen?

In den vergangenen Jahren bestanden Unsicherheiten über die Mitnahme von als „E-Scooter“ bezeichneten Elektromobilen in Linienbussen im ÖPNV. Nach mehr als zwei Jahren intensiver Verhandlungen ist die bundesweit einheitliche Erlassregelung der Länder zur Mitnahme von Elektromobilen in Linienbussen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kraft getreten.

In dem Erlass sind alle wesentlichen Kriterien für die Mitnahme von E-Scootern abschließend geregelt. Die Mitnahmepflicht der Verkehrsunternehmen erstreckt sich dabei auf vierrädrige E-Scooter, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Gesamtlänge von max. 1,2 Metern
- Gesamtgewicht mit aufsitzender Person von max. 300 Kg
- zusätzliche Feststellbremse
- Eignung für die Rückwärtseinfahrt in den Bus
- Aushalten bestimmter Beschleunigungskräfte
- bestätigte Eignung für die Mitnahme im Bus mit aufsitzender Person

Die Eignung des E-Scooters für die Mitnahme im Bus muss vom Hersteller freigegeben und in der Bedienungsanleitung festgestellt werden! **Nur E-Scooter, die diese Anforderungen erfüllen, dürfen in Linienbussen des ÖPNV mitgenommen werden!**

Grundsätzlich muss die Eignung zur Mitnahme in Linienbussen des ÖPNV in der Bedienungsanleitung des Herstellers festgestellt sein. Da aber in den seltensten Fällen eine Bedienungsanleitung mitgeführt wird, wurde in Zusammenarbeit von verschiedenen Gruppen, ein offizielles Piktogramm entwickelt, das auf einen Blick die Zulässigkeit der Mitnahmefähigkeit zeigt.



Selbstverständlich finden Sie in unserem Sortiment Scooter, die Sie mit in gekennzeichnete Busse des ÖPNV nehmen können.

Eine Auswahl treffen

Solides Standardmodell oder Luxusklasse?

Die Frage nach den Leistungsdaten und der Ausstattung eines Scooters ist zwar unter anderem eine Preisfrage, bei **rahm** erhalten Sie aber auch gut ausgestattete Basis-Modelle mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hierzu zählen beispielsweise LEO oder ORION METRO. Neben einer guten Federung, bequemen Sitzen und einer kompletten Sicherheitsausstattung inklusive Licht- und Blinkanlage, verfügen diese Modelle auch über große luftbereifte Räder, die den Fahrkomfort deutlich erhöhen.

Das Topmodell COMET von Invacare oder die High-End Modelle von **rahm** bieten Ihnen ein besonders hohes Maß an Qualität, Komfort, Reichweite und Leistung.

Lust auf eine Probefahrt?

Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin unter 02241/908-486!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Camp-Spich-Str. 27-35 • 53842 Troisdorf-Spich

Unsere Eigenmarke

Die Premiumklasse

....das Leben ist zu kurz um langweilige Scooter zu fahren

Scooter gehören seit einiger Zeit zum Stadtbild und viele unserer Kunden möchten auf den hohen Grad an Mobilität, Flexibilität und Lebensqualität, die ein **rahm** Scooter bieten kann, nicht mehr verzichten. Immer häufiger wünschen sich Kunden jedoch ein MEHR an Komfort und Ausstattung als es Standard-Elektromobile üblicherweise bieten.

Für diese Kunden sind die rahmobile genau das Richtige!

Hier können auch gehobene Ansprüche an Design, Fahrkomfort, Motorleistung, Reichweite und Sicherheit erfüllt werden.

Alle rahmobile können übrigens ohne Führerschein oder Autofahrpraxis bewegt werden. Die Steuerung der Scooter ist innerhalb kurzer Zeit erlernbar. Dabei lassen sich bei allen rahmobilen Geschwindigkeiten von gemütlichen 6 km/h bis zu flotten 15 km/h erreichen.

Darüber hinaus vergrößert jedes rahmobil Ihren persönlichen Aktionsradius: Je nach Modell beträgt die Reichweite zwischen 50 – 60 km.

Geladen werden die Fahrzeuge über die mitgelieferten Ladegeräte mit ganz normalem Strom aus der Steckdose. Somit erfolgt der Betrieb eines rahmobils 100% elektrisch und kann – je nach Stromanbieter – auch zu 100% mit erneuerbaren Energien erfolgen.

Probieren Sie es einfach aus und besuchen Sie uns für eine kostenlose und unverbindliche Probefahrt!





Mobilität mit Stil!

rahmobil 2 // 15 km/h
Reichweite ca. 60 km



rahm-Preis
€ 4.890,-*

Das ebenfalls bis zu 15 km/h schnelle rahmobil 2 hat ein gefedertes Fahrwerk und eine Handbremse, die vorne mit einer Scheibenbremse ausgestattet ist. Dank Deltalenker und stufenlos verstellbarer Lenksäule lässt sich das rahmobil 2 bestens an nahezu jede Körpergröße anpassen und bringt Sie dank LED-Beleuchtung auch zu später Stunde noch sicher ans Ziel. Zwei werkseitig ausgerüstete 100 Ah-Batterien lassen Sie auch bei längeren Einkaufsfahrten oder Ausflügen nicht im Stich und bieten Reichweiten von bis 60 km. Mit 1.750 Watt Motorleistung werden Hindernisse und Steigungen auch auf längeren Ausflügen mühelos gemeistert. Belastbar ist das rahmobil 2 mit 180 kg.

Fahrspaß garantiert!

rahmobil 3 // 15 km/h
Reichweite ca. 50 km



rahm-Preis
€ 3.790,-*

Ihr Einstieg in die Premiumklasse. Das rahmobil 3 ist ebenfalls bis zu 15 km/h schnell und bietet dank Vollfederung, verstellbarer Lenksäule, Kapitänssitz und LED-Beleuchtung, ausreichend Komfort und Sicherheit sowie reichlich Fahrvergnügen. Gleich zwei 75 AH Batterien und 900 Watt Motorleistung erlauben Ihnen, bei voller Batterieladung, Ausflüge bis zu 50 km.

Das rahmobil 3 hat ein geringes Eigengewicht von nur 100 kg und ist dennoch bis max. 180 kg belastbar.

Der City-Flitzer

COLIBRI // 6 km/h
Reichweite ca. 16 km

rahm-Preis
€ 1.499,-*

UVP Hersteller 1.699,-



Leicht und wendig, das ist der kleine Colibri. Angenehm geschmeidig und nahezu geräuschlos, bewegt er sich durch enge Gänge und zwischen Regalen im Kaufhaus. Trotz seiner kompakten Abmessungen ist der Colibri sehr belastbar. Im Handumdrehen und ohne Werkzeug ist er zerlegt und im Kofferraum eines Kleinwagens verstaut.

Der Wendige

LEO // 6 km/h
Reichweite ca. 36 km

rahm-Preis
€ 1.599,-*

UVP Hersteller 2.449,-



Schick und wendig, einfach und komfortabel zu fahren. Ein idealer Einkaufsbegleiter. Dank serienmäßigem Bremslicht und Scheinwerfer auch bei Dämmerung einsetzbar.

Der Bus und ÖPNV-fähige

BL350 Envoy // 6km/h
Reichweite ca. 38 km

rahm-Preis
€ 2.998,-*



Der Mobilitätsgarant im modernen Design, der für die Beförderung in vorgesehenen Bussen des ÖPNV mit angebrachtem Piktogramm zugelassen ist, ermöglicht Ihnen ungeahnte Freiheiten. Die Vollfederung und eine einfache und übersichtliche Bedienung sorgen für besten Fahrkomfort. Seine hohe Belastbarkeit bis 160 kg (Nutzergewicht) zeichnet ihn zusätzlich aus.

Der Allrounder

ORION METRO // 6 km/h
Reichweite ca. 42 km

rahm-Preis
€ 1.949,-*

UVP Hersteller 2.459,-



Vereinigt den Fahrkomfort eines großen Scooters mit der wendigen Alltagstauglichkeit eines kompakten Fahrzeugs. Der gepolsterte Sitz und die serienmäßige Federung versprechen eine entspannte Fahrt. Hindernisse werden dank großer Räder und kräftigem Motor leicht überwunden.

Der Zuverlässige

ORION PRO // 10 km/h
Reichweite ca. 52 km

rahm-Preis
€ 2.499,-*

UVP Hersteller 3.299,-



Der neue ergonomisch aufgebaute ORION Pro ist eine leistungsstarke Weiterentwicklung unseres Standardmodells ORION Metro. Er ist ideal für eine längere Fahrt in die Stadt oder für eine Spazierfahrt mit den Enkeln im Park geeignet. Ausgestattet mit einer erhöhten Batterieleistung, der hochwertigen Federung und den größeren 12" Rädern ideal für Nutzer geeignet, denen dieses Mehr an Leistung wichtig ist.

Der Robuste

COMET PRO // 15 km/h
Reichweite ca. 55 km

rahm-Preis
€ 3.199,-*

UVP Hersteller 3.999,-



Wo immer Sie hin möchten, mit dem neuen COMET Pro sind Sie flexibel und unabhängig. Mit diesem Scooter flitzen Sie bequem und sicher in die Stadt oder machen einen Ausflug in die Natur. Der neue COMET Pro ist gemacht für Outdoor-Aktivitäten. Dank seiner umfangreichen Sicherheitseigenschaften können Sie zügige und zuverlässige Fahrten genießen.



rahm ...

wir schaffen Lebenswerte.



Weitere Infos, Beratung sowie
eine Auswahl an Elektromobilen erhalten
Sie in unserer Filiale im Camp-Spich!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gesetzliche Bestimmungen

... zum Führen unserer Elektromobile im öffentlichen Straßenverkehr

WO DARF ICH FAHREN?

Auch für Elektromobile gelten die Allgemeinen Straßenverkehrsvorschriften. Einen **rahm**-Scooter können Sie auf Fußwegen, wenn diese nicht vorhanden sind, auf der Straße fahren. Ihre Fahrgeschwindigkeit müssen Sie den Fahrbahnbedingungen und dem Verkehr anpassen.

In Fußgängerzonen oder auf Fußwegen ist nur Schrittgeschwindigkeit zulässig. Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen auch kombinierte Rad- und Fußwege befahren werden. Eine Helm- und Gurtragepflicht besteht nicht.

BENÖTIGT MAN EINEN FÜHRERSCHEIN UND WER DARF FAHREN?

Elektromobile sind Einsitzer, die wegen ihrer Bauart nur langsame Geschwindigkeiten zulassen und für Personen bestimmt sind, deren Mobilität altersbedingt oder wegen einer körperlichen Einschränkung begrenzt ist.

Als Fahrer eines Elektromobils mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h, sind Sie von jeglicher Erlaubnis- und Ausweispflicht, in Form eines Führerscheins oder ähnlichem, befreit.

Einzige Voraussetzungen sind: Ein Alter von mindestens 15 Jahren, Vertrautheit mit den Straßenverkehrsregeln und die Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Behinderte Jugendliche bzw. Kinder unter 15 Jahren dürfen einen Scooter mit max. 10 km/h Geschwindigkeit fahren.



BENÖTIGT MAN EINE BETRIEBSERLAUBNIS ODER ABE?

Alle Fahrzeuge, die schneller als 6 km/h fahren, benötigen eine Betriebserlaubnis.

Diese besteht aus einem TÜV-Gutachten und einem abgestempelten Vermerk der jeweiligen Straßenverkehrsbehörde (Zulassungsstelle). Erst mit diesem Stempel ist die Betriebserlaubnis erteilt und das Fahrzeug darf am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Anstelle der oben beschriebenen Betriebserlaubnis kann auch eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) mitgeliefert werden. Bei dieser ABE entfällt der Vermerk der Straßenverkehrsbehörde. Das Fahrzeug muss nicht ab- oder umgemeldet werden.

Gesetzliche Bestimmungen

... zum Führen unserer Elektromobile
im öffentlichen Straßenverkehr

MUSS EIN ELEKTROMOBIL VERSICHERT WERDEN? ÄNDERUNG DER StVZO

Seit 2002 dürfen neue Elektromobile nur noch mit 15 km/h, statt wie zuvor mit 25 km/h, gefahren werden. Zudem müssen diese Krankenfahrräder über einen Elektroantrieb verfügen. Gleichzeitig müssen elektromotorisierte Krankenfahrräder gemäß §18 Abs. 2 Nr. 5 StVZO mit einer Typ geprüften reflektierenden Heckmarkierungstafel nach ECE-R 69 an der Rückseite des Fahrzeuges ausgerüstet sein.

Wichtiger Hinweis

Für unsere Elektromobile fallen keine Kraftfahrzeugsteuern an.
Sie müssen auch nicht regelmäßig dem TÜV vorgestellt werden.

* Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt.
Die Preise gelten bis Dezember 2019.
Unsere AGBs finden Sie unter: www.rahm.de/agb

rahm ...
wir schaffen Lebenswerte.

Unsere Scooter-Kompetenzzentren finden Sie hier:

rahm Zentrum für Gesundheit GmbH

Filiale Camp-Spich

Camp-Spich-Straße 27-35 · 53842 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 / 908-0

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr



Filiale Mülheim-Kärlich

Auf dem Hahnenberg 25 · 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 0 26 30 / 96 505-0


Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 - 15.00 Uhr



Immer in Ihrer Nähe!

■ Bandagen & Orthesen
 ■ Brustversorgungen
 ■ Einlagen
 ■ Kinder-
 versorgungen
 ■ Kompression
 ■ Mobilitätshilfen
 ■ Neuro-Orthetik
■ Pflege-/Alltagshilfen
 ■ Prothesen
 ■ Schuhe



● Unsere Scooter-Kompetenzzentren

rahm – an 38 Standorten im Rheinland!

Die Öffnungszeiten und Anfahrtsskizzen unserer Filialen finden Sie im Internet unter: www.rahm.de/standorte.