

rahm

Rundum gut versorgt
... bei neurologischen Erkrankungen



Neurologische Erkrankung



Mit einer neurologischen Diagnose ist plötzlich alles anders. In einem einzigen Augenblick verändert sich Ihr ganzes Leben.

Die ersten Hürden zeigen sich schnell, wenn Sie nach Ihrem Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Reha-Einrichtung, wieder zu Hause sind.

Das kann eine eingeschränkte Mobilität sein, Funktionsausfälle an Arm und / oder Bein und eventuell auch Sprachstörungen, die Ihnen die Rückkehr in den gewohnten Alltag erschweren.

Viele Fragen und Sorgen ergeben sich jetzt aus Ihrer neuen persönlichen Lebenssituation.

Wir lassen Sie nicht alleine.

**Unser Neuro-Team –
die Experten für Ihre Versorgung.**

Ihre persönliche Situation steht bei uns im Fokus, unter Berücksichtigung der aktuellen Phase der Erkrankung. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Angehörigen suchen wir nach einer individuellen Lösung für mehr Lebensqualität.

**Bei folgenden Indikationen helfen
wir Ihnen gerne weiter:**

- Schlaganfall
- Multiple Sklerose (MS)
- Parkinson
- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
- Inkompletter Querschnitt / Querschnitt
- Zerebralparese
- und weitere neurologische Erkrankungen



Neuro-Experten



FAHRZEUGUMBAUER

„Ich berate Sie rund ums Auto, bin Entwickler und Hersteller von Fahrzeugumbauten und berate Sie hinsichtlich der Fahrerlaubnis.“

Frank Södermanns, Fahrzeugumbauer



PERSÖNLICHER LOTSE

„Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Wenden Sie sich gerne mit Ihren Fragen an mich. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.“

Alexandra Fichtner, Physiotherapeutin



VERSORGUNGSMANAGER

„Als Neuro-Orthopädietechniker informiere und versorge ich Sie individuell mit funktionsunterstützenden Hilfsmitteln, die Ihnen z. B. das Gehen und Greifen im Alltag erleichtern.“


Patrick Servais, Orthopädietechnikmeister



REHA-FACHBERATER

„Ich kümmere mich um Ihre Mobilität und versorge Sie mit einem, auf Ihre Bedürfnisse angepassten Hilfsmittel, um Ihre um Ihre Selbstständigkeit zu erhalten.“

Christian Opgenorth, Reha-Fachberater



NETZWERKPARTNER

in jeder Lebenssituation optimal und kompetent beraten ...
... bedeutet auch, dass je nach Situation weitere Netzwerkpartner eine wichtige Rolle spielen können. Bei der Auswahl unserer Partner ist uns Zuverlässigkeit und Kompetenz genauso wichtig wie das gute Feedback unserer Kunden.



REHA-TECHNIKER

„Sollten Sie mal eine technische Überprüfung Ihres Mobilitätshilfsmittels benötigen, bin ich an unserem Servicepoint für Sie da.“

Patrik Jakobs, Werkstatt Reha



PFLEGEBERATER

„Ich bin Pflegeberaterin und zeige Ihnen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es rund um die Themen Wohnumfeldberatung, Inkontinenz und Ernährung gibt und welche Pflegeleistungen Ihnen zustehen.“

Lena Schurz, exam. Gesundheits- & Krankenpflegerin



PROTHEOFIT GMBH

„Meine Kollegen und ich sind Ihre Spezialisten für das Training bei komplexen neurologischen Versorgung.“

Katja Hummes, Physiotherapeutin



RAHM GUIDE

„Ich bin mit einer Neuro-Beinorthese versorgt. Gerne teile ich meine Erfahrungen mit Ihnen.“

Ralph Werthebach, C-Brace Kunde



Produkte & unsere Dienstleistungen

Unabhängigkeit für Jedermann.

Passgenaue Lösungen, die dazu beitragen Hilfe und Linderung zu verschaffen – dafür setzen wir uns ein.

Für Sie verbinden wir Kompetenz, handwerkliches Geschick und modernste Technologien miteinander. Dabei denken wir ganzheitlich und besitzen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen.

Wir möchten, dass jedes unserer Produkte und unsere Dienstleistungen Ihnen ein größeres Maß an Selbständigkeit bietet, Freiheit verschafft und zu mehr Lebensqualität führt.

Entspannung & Aktivierung

Steifigkeitsgefühle, Spastiken und Schmerzen verbessern.

Der weltweit erste Ganzkörper-Neuromodulationsanzug, der spastisch angespannte Muskulatur entspannt und schwache Muskulatur aktiviert.

Dieser Effekt aus Entspannung und Aktivierung kann zu einer spürbaren Verbesserung der Kontrolle von Rumpf und Extremitäten, zur Erleichterung von Bewegungsabläufen beim Gehen und zu einer Schmerzlinderung führen.

Eingesetzt wird der Exopulse Mollii Suit u.a. bei Multipler Sklerose, nach Schlaganfall und Zerebralparesen.



- 58 Elektroden zur niederfrequenten Stimulation
- bis zu 40 Muskeln können stimuliert werden
- 60 min Stimulationszeit, bis zu 48 Stunden Wirkeffekt
- zweiteiliger Anzug zum leichteren Anziehen

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Exoskelette – die Muskelmotoren

Selbstständigkeit trotz Lähmung.

Die Greiffunktion gelähmter Hände unterstützen oder wieder selbständig Aufstehen und Gehen können, dazu können Exoskelette beitragen.

Exoskelette sind motorangetriebene Orthesen, die neue Dimensionen von Mobilität und Unabhängigkeit eröffnen können.

Durch am Körper angebrachte Elektroden werden Restimpulse der Muskulatur aufgenommen. Diese Impulse aktivieren einen externen Motor welcher dann eine Bewegung im Gelenk ermöglichen kann.

Einsatz finden die Systeme u.a. bei Multipler Sklerose, nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma und bei einer Querschnittslähmung.



exomotion hand one



Indego

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:

www.rahm.de oder scannen Sie einfach den QR Code.



Exoskelette
für die Hand



Exoskelette
für den Arm



Exoskelette
für die Beine



MyoPro

Individuell konfiguriert – smart reguliert

Wieder Kontrolle über die eigenen Knie haben.

Sich sicher und stabil im Gelände und auf Schrägen zu bewegen, kann mit einer mikroprozessorgesteuerten Ganzbeinorthese wieder möglich sein. So ein Orthesensystem unterstützt bei verminderter Kniekontrolle das Gehen.

Das C-Brace kontrolliert während des Gehens die Schwung- und Standphase und reagiert in Echtzeit auf die unterschiedlichen Herausforderungen im Alltag. Einzigartig an diesem System ist die kontrollierte Beugung unter voller Belastung im Knie.

Anwendung findet das System bei fehlender Aktivität der kniestickehenden Muskulatur bspw. bei inkompletter Querschnittslähmung.



- kann das Knie beim Stehen und Gehen sichern
- kontrolliertes Beugen und Strecken
- alternierend Treppe abwärts gehen
- Fahrrad-Modus (optional)
- Anwender - APP

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Impulsives Gehen & Trainieren

Gehen, ohne dass der Fuß hängen bleibt.

Bei einer Fußhebeschwäche kann eine funktionelle Oberflächenstimulation dem Fuß helfen ihn bei jedem Schritt anzuheben. Die fortschrittliche Technologie des L300 Go arbeitet mit elektrischen Impulsen zur Stimulation von Nerven, um die entsprechende Muskulatur zu aktivieren. Bei Bedarf kann dieses System noch um eine Oberschenkelmanschette ergänzt werden.

Das Orthesensystem wird angewandt bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie bspw. Multiple Sklerose, nach Schlaganfall und Zerebralparesen.



L300 GO

- kann die Sturzgefahr reduzieren
- reagiert in Echtzeit
- ermöglicht Barfuß gehen
- Anwender - APP verfügbar
- Trainingsmodus inbegriffen



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Handschriftmacher – zum Greifen nah

Wieder greifen und loslassen
können.

Eine Flasche festhalten oder das Mittagessen zubereiten –
auch wenn die Hand gelähmt ist.

Mit einer funktionellen Elektrostimulation, wie dem
ReGrasp, kann das Greifen und Loslassen von Gegen-
ständen ermöglicht werden.

Die notwendigen Muskeln der Hand werden mit gerin-
gen elektrischen Impulsen stimuliert und ermöglichen
ein bewusstes Bewegen der gelähmten Hand.

Geeignet ist das System u.a. bei Multipler Sklerose,
nach Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma.



- aktives Greifen und Loslassen
- ein Bewegungssensor am Ohr ermöglicht die Aktivierung des Systems
- einbeziehen der betroffenen Hand in den Alltag

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.





Mit sicherem Gefühl über Unebenheiten gehen können.

Das EVOMOVE ist ein System zur funktionellen Elektrostimulation der geschwächten oder inaktiven Beinmuskulatur.

Durch das System können die Muskeln in Bein und Hüfte mit Hilfe elektrischer Impulse wieder aktiviert werden.

Optional kann das System mit einer Orthese kombiniert werden. Diese Kombination aus Dynamik und Stabilität zur Verbesserung des Gangbildes ist ein Versorgungskonzept, das zwei innovative Systeme miteinander verknüpft. Einsatz findet das System u.a. bei Multipler Sklerose, nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma und nach inkomplettem Querschnitt.

- verbessert die Vorwärtsbewegung des Beines
- vermindert die Überstreckung im Kniegelenk
- Unterschenkelsystem
- Oberschenkelsystem
- optional mit einer Orthese zu kombinieren



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.

Schwerelos in Bewegung

Alltagssituationen meistern.

Mit Hilfe des ifloats kann der Arm teils mit oder ganz ohne Einsatz von Muskelkraft angehoben werden, sodass Haare kämmen, essen und trinken wieder möglich werden.

Bei vielen Alltagshandlungen wird gegen die Schwerkraft gearbeitet. Etwa beim Schreiben, beim Telefonieren und den eigenen Hobbys. Bei einer verminderten oder fehlenden Muskelkraft können solche Aktivitäten erheblich anstrengen.

Es sind die Folgen von Altersschwäche, Muskelerkrankungen oder einer neurologischen Erkrankung für die diese Art von Armunterstützung konzipiert wurde.

Über eine Tastensteuerung wird ein Elektromotor angesprochen, der den Arm vollständig unterstützen kann.



- besonders einfache Handhabung
- volle Kontrolle des Nutzers
- Memory Funktion zur Speicherung der festen Position
- flexibel am Tisch oder am Rollstuhl einsetzbar



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Rollstuhlversorgung auf höchstem Niveau

Ihre Mobilität ist unser Antrieb.

Ein Rollstuhl als täglicher Begleiter muss optimal zur Lebenssituation passen. Doch welcher ist der Richtige?

- Starr- oder Faltrollstuhl?
- Sportrollstuhl?
- Mit elektrischer Unterstützung?

2021 eröffneten wir den **rehacampus** in Troisdorf mit einer der größten Mobilitätsausstellung im Rheinland. Über 80 Test-Rollstühle, Antriebe aller Art und Handbikes können auf einer In- & Outdoor Teststrecke getestet werden.

Neben einem breiten und innovativen Angebot an Produkten für funktionale und hochwertige Rollstuhlversorgung steht die persönliche und kompetente Beratung in einem modernen Ambiente im Mittelpunkt.

Für diejenigen, die ihr Fahrkönnen verbessern wollen, bieten wir Rollstuhl-Mobilitätstrainings und andere einzigartige Events an.



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.

Roboterarm

Highend robotic für Arm & Hand.

Arbeit, Haushalt, Hobbys, soziale Kontakte – das Leben besteht aus zahlreichen Alltagsaktivitäten, für die vor allem Arme und Hände benötigt werden.

Roboterarme wurden für Menschen mit geringer oder fehlender Muskelfunktion in Armen und Händen entwickelt, sodass Alltagshandlungen wie Essen, Trinken, die Türe öffnen, sich am Kopf kratzen oder Gegenstände aufheben wieder selbständig ausgeführt werden können.

Aufgrund seiner intuitiven Bedienung ist der Roboterarm besonders benutzerfreundlich und eignet sich z.B. für Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose, Multipler Sklerose, spinaler Muskelatrophie, Muskeldystrophie Duchenne, wie auch bei einer Querschnittslähmung.



- der Roboterarm wiegt ca. 5 kg und kann 1,5 kg tragen und hat eine Reichweite von 1 m
- robuste Fingerglieder bieten sicheren Halt von sehr kleinen und großen Gegenständen
- kompatibel mit fast allen elektrischen Rollstühlen
- unterschiedliche Steuerungen möglich (Joystick-, Kopf-, Mundsteuerung)

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Sitzqualität durch Digitalität.

Eine stabile Positionierung mit guter Bein- und Beckenführung ist im Rollstuhl elementar wichtig. Dabei spielt eine großflächige Verteilung des Körpergewichts eine große Rolle. Der Bereich der Sitzbeinhöcker und des Steißbeins ist besonders gefährdet, denn hier lastet in der Regel der größte Teil des Körpergewichts, wenn die Positionierung nicht korrekt ist. Doch wie mache ich eine optimale Sitzposition sichtbar?

Mit unserer digitalen Sitzdruckmessung können Druckspitzen erkannt und die Körperstatik überprüft werden. Eine Sitzdruckmatte ist mit Sensoren ausgestattet und übermittelt Daten und Bilder. So kann die Druckverteilung dargestellt werden.

3D-Sitzkissen

Luft- oder Schaumkissen – die Auswahl ist enorm und doch muss es manchmal sehr individuell sein.

Daher haben wir gemeinsam mit unseren Reha-Experten und Ingenieuren ein 3D gedrucktes Sitzkissen entwickelt, welches genau auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt und individuell hergestellt wird.



Interesse an einer Beratung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Ohne Stimme kommunizieren.

Sprachcomputer ermöglichen den Nutzern, die eine Hand- und Fingerfunktion besitzen, sich mittels eines touchbasierten, Tablet ähnlichen Systems ihren Mitmenschen mitzuteilen. Der zu sprechende Text wird per Hand eingetippt, anschließend gibt das Gerät den geschriebenen Text als Audio wieder. Einzelne Wörter und sogar vollständige Sätze können eingespeichert und abgerufen werden.

Wenn die Fingerfunktion nicht mehr gegeben ist, kann durch die Pupillenbewegung eine Augensteuerung erfolgen.

Die variable Art der Ansteuerung sowie die individuellen Kommunikationsstrategien und -inhalte machen die Sprachsteuerung zu einem einzigartigen Hilfsmittel, das je nach Bedarf noch weit mehr als nur Kommunikation leisten kann.



Erweiterbar ist der Sprachcomputer z.B. durch Umfeldsteuerungsmodule und die Anbindungsmöglichkeit an Elektro-Rollstühle, um in häuslicher Umgebung weitestgehend selbstständig agieren zu können.

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.





Personenrufsysteme

Mobile Personenrufsysteme sind die einfachste Art der Umfeldsteuerung. Sie sind die kleinen Lebensretter des Alltags. Egal, ob es um das Einfordern von Grundbedürfnissen, das Ändern der Liegeposition oder sogar darum geht, im Ernstfall Hilfe im eigenen Wohnumfeld herbeirufen zu können: Personenrufsysteme ermöglichen es Nutzern gezielt und zuverlässig auf sich aufmerksam zu machen.

Dabei wird mittels eines Senders inkl. Sensor (Taster, Akustiksensoren oder berührungsloser Sensor) dem Empfänger signalisiert, dass es ein Bedürfnis gibt.

Mobile Personenrufsysteme können im häuslichen Umfeld eingesetzt werden und bieten den pflegenden Angehörigen mehr Flexibilität und gleichzeitig Sicherheit.

Mobile Personenrufsysteme ersetzen nicht den Hausnotruf.

Volle Kontrolle mit der Umfeldsteuerung.

Umfeldsteuerung

Die Rollläden öffnen, das Licht einschalten, den Fernseher aus dem Bett heraus betätigen oder den Rollstuhl bewegen. Diese und andere wesentliche Alltagsfunktionen lassen sich einfach per Knopfdruck, per Sprache oder per Tastatur ansteuern.

Der Nutzer kann über sein Handy / Tablet oder Kommunikationsgerät die eingespeicherten Infrarot- und Funksignale ansteuern und sein Wohnumfeld selbstständig nutzen.



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Grenzenlose Mobilität.

Je größer die körperliche Einschränkung ist, desto wichtiger sind selbst kleinste Schritte, die Bewegung bedeuten. Vom einfachen bis hin zum hochkomplexen Elektrorollstuhl – Ihr Alltag und Ihre Bedürfnisse geben uns in der Versorgung die Richtung an.

Mit unserem Know-How passen wir jeden einzelnen Rollstuhl optimal auf Ihre Anforderungen an. Je nachdem, was im Alltag benötigt wird, gibt es bei uns eine große Auswahl an den unterschiedlichsten Modellen. Angefangen beim Wohnzimmerflitzer über Allround-Talente und den perfekt ausbalancierten Rollstuhl.



Sondersteuerungen

Sondersteuerungen kommen da zum Einsatz, wo eine Steuerung mit einem Standard Joystick nicht mehr ausreichend ist. Je nach Art der motorischen Einschränkung kommen unterschiedliche Joystickaufsätze bis hin zu unterschiedlichen Joystickarten zum Einsatz. Wenn eine Steuerung mit den Händen gar nicht mehr in Frage kommt, sind der Steuerung mit dem Kopf bis hin zu der Steuerung mit den Augen, keine Grenzen gesetzt.

Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Geht nicht, gibt's nicht!

Handorthesen mit einer Halterung für einen Stift, Essbesteck oder Handy. Eine Orthese zur aktiven Korrektur der Füße oder ein Rollstuhlsitzkissen. Manchmal muss ein Hilfsmittel ganz besondere Anforderungen und Eigenschaften erfüllen. Genau dann müssen individuelle Lösungen her – nämlich unsere rios®-Produkte (**rahm-individuelle-orthopädie-systeme**).

In der Zusammenarbeit mit unseren Orthopädietechnikern, Therapeuten, Reha-Experten und Entwicklungsingenieuren entwerfen wir Hilfsmittel, die individuell auf die Nutzer abgestimmt sind und mittels 3D Druck Verfahren produziert werden können.

Alle eigens hergestellten rios®-Hilfsmittel werden individuell auf Grundlage des maßgenauen 3D Scans digital modelliert und am Computer konstruiert.

Die rios®-Produkte sind so einzigartig wie die Menschen, für die das Hilfsmittel gefertigt wurde.



Interesse an einer Testung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.

Kompetenz bei Inkontinenz

Für jede Situation die passende Lösung.

Ein unfreiwilliger Harnverlust beim Husten, plötzlicher Harndrang bei dem man es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schafft oder ein unfreiwilliger Stuhlverlust, haben eine große Auswirkung auf die Lebensqualität.

Ausprägung und Stärke der jeweiligen Inkontinenzform sind höchst vielfältig und sehr individuell genauso wie die Versorgungsmöglichkeiten.

Kontinenz ist die Fähigkeit, willentlich zur passenden Zeit und an einem geeigneten Ort die Blase oder den Darm zu entleeren. Diese Fähigkeit kann durch unterschiedliche Ursachen wie beispielsweise Alter, neuro- oder onkologische Erkrankungen beeinträchtigt sein.

An unseren zentralen Standorten in Troisdorf, Leverkusen und Mülheim-Kärlich bieten unsere Inkontinenz-Experten persönliche Sprechstunden an. Darüber hinaus können Sie auch ganz einfach eine kostenfreie Telefon- & Videosprechstunde buchen.



Hilfsmittel zur Entleerung der Blase und des Darms:

- Dauer- & Einmalkatheter
- Urinalkondome
- aufsaugende Inkontinenz Produkte
- Irrigation (Spülung des Darms)
- Analtampons

Interesse an einer Beratung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Unsere Serviceleistung für Sie



Wohnumfeld-Beratung.

Ihnen ein möglichst selbstständiges und sicheres Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen – das ist das größte Ziel der Wohnumfeldberatung.

Es gibt eine große Auswahl an Hilfsmitteln, die dazu beitragen das Zuhause und den Alltag barrierefrei, sicherer und eigenständiger zu gestalten. Doch was ist sinnvoll und schafft wirkliche Unterstützung?

Bei einer Wohnumfeldberatung machen wir uns ein Gesamtbild Ihrer Lebens- und Wohnsituation. Wir informieren und beraten Sie individuell über Hilfsmittelversorgungsmöglichkeiten.

- Mobilitätshilfen
- Pflege- & Seniorenbetten & Matratzen
- Hilfen für Bad & WC
- smart Home / Assistenzlösungen
- Transfer- & Liftsysteme etc.

Eine **persönliche Beratung** kann bei Ihnen zu Hause stattfinden oder wir vereinbaren einen Termin in einer unserer Filialen.

Interesse an einer Beratung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.rahm.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.



Mehr Eigenständigkeit durch Training!

Viele neurologische Erkrankungen bringen Einschränkungen der Mobilität mit sich. Auf einer Fläche von rund 650qm im Innen- und Außenbereich unterstützen Sie unsere speziell geschulten Physiotherapeuten beim Training. In der protheofit trainieren wir mit Ihnen den Umgang sowie die optimale Nutzung Ihrer Orthese. Gemeinsam definieren wir Ihre individuellen Therapieziele und Maßnahmen damit Sie wieder sicherer und mobiler in Ihrem Alltag werden.

Um Ihre Selbstständigkeit zu verbessern, steht uns modernste Technik zur Verfügung.



Profitieren Sie von unseren funktional ausgestatteten Räumlichkeiten, trainieren Sie in eigens entworfenen Räumen mit aufwändigen Teststrecken und Parcours.

- Stabilitätstraining
- Koordinations- und Gleichgewichtstraining
- Orthesenhandling
- Training von Alltagssituationen

Interesse an einer Beratung?

Weitere Infos finden Sie unter:
www.protheofit.de oder
scannen Sie einfach den QR Code.





Wir möchten Sie kennenlernen.

Einladung zu unseren Neuro-Tagen

Was sind unsere Neuro-Tage?

An diesen Tagen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich über Hilfsmittel bei neurologischen Erkrankungen zu informieren und diese auch direkt vor Ort zu testen.

Die Termine unserer Neuro-Tage passen bei Ihnen nicht oder Sie können nicht zu uns kommen? Kein Problem. Natürlich vereinbaren wir auch gerne einen individuellen Termin mit Ihnen in einer unserer Filialen oder bei Ihnen Zuhause.

JETZT ANMELDEN!



Eine Terminübersicht
finden Sie hier:
www.rahm.de/rahmneurotag
oder einfach telefonisch
in Ihrer Filiale.

Rufen Sie uns gerne an:

Für unsere Standorte in **Nordrhein-Westfalen**:
Alexandra Fichtner • ☎ 0 22 41 / 908-558
✉ alexandra.fichtner@rahm.de

Für unsere Standorte in **Rheinland-Pfalz**:
Pia Rogalsky • ☎ 0 26 30 / 965 05 25
✉ pia.rogalsky@rahm.de

Immer in Ihrer Nähe!



RUNDUM **GUT** VERSORGT



Sanitätshaus



Fußversorgung



Orthesen



Prothesen



Mobilität



Homecare



Kompression

rahm GmbH

Illtisweg 1-3 · 53842 Troisdorf

☎ 0 22 41 / 908-0 · 🖨 0 22 41 / 908-209

✉ info@rahm.de

rahm GmbH

Camp-Spich-Str. 27-35 · 53842 Troisdorf

☎ 0 22 41 / 908-0 · 🖨 0 22 41 / 908-221

✉ rehacampus@rahm.de

rahm – an 50 Standorten in der Region!

Die Öffnungszeiten und Anfahrtsskizzen unserer Filialen finden Sie im Internet unter: www.rahm.de/standorte.

www.rahm.de